

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Ratón Cd200/Ox2 Conjugado Con Pe Para Fc - O54901

Número de artículo: CM0004288

Introducción

Anticuerpo monoclonal conejo anti-ratón CD200/OX2 marcado con PE, validado para citometría de flujo. Detecta la glicoproteína de membrana OX-2 implicada en la coestimulación de células T y la regulación de células mieloides. Ideal para investigación en inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PE Conejo anti-Ratón CD200/OX2 mAb
Observaciones/Alias	OX2; Mox2
Especie	Ratón
ID de Gen (Humano)	4345
ID de Gen	17470
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 31-232 del CD200/OX2 de ratón (NP_034948.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	O54901
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo