


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd204 Conjugado Con Pe Para Fc - P30204

Número de artículo: CM0005748



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra el CD204 de ratón (receptor de barredor de macrófagos tipos I/II). Validado para citometría de flujo (FC), adecuado para el estudio de la inmunidad innata, la aterosclerosis y la función de los macrófagos. UniProt P30204.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PE Conejo anti-Ratón CD204 mAb
Observaciones/Alias	MSR; SR-A; Scvr; MRS-A; MSR-A; SR-AI; SR-AII; Scara1
Especie	Ratón
GeneID (humano)	4481
GeneID	20288
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 350-458 del CD204 de ratón (NP_001106797.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P30204
Peso proteico	50kDa
Envío	Bolsa de hielo