


Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Ratón Cd206/Mmr Conjugado Con Pe - Q61830

Número de artículo: CM0005139



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra el receptor de manosa 1 de macrófagos de ratón (CD206/MMR), validado para citometría de flujo (superficie e intracelular) en muestras de ratón. Ideal para investigación en inmunología y enfermedades infecciosas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Conejo anti-Ratón CD206/MMR conjugado con PE
Observaciones/Alias	MR; CD206
Especie	Ratón
GeneID (humano)	4360
GeneID	17533
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-154 del CD206/MMR de ratón (NP_032651.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF (intra), CF
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q61830
Peso Molecular de la Proteína	165 kDa
Envío	Bolsa de hielo