

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd23 De Ratón Conjugado Con Pe Para Fc - P20693

Número de artículo: CM0012312

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD23 (Fcer2) de ratón conjugado con PE, diseñado para citometría de flujo. Reactivo fiable para el estudio de las funciones de las células B y los macrófagos mediadas por el receptor de IgE. Monoclonal y específico de especie.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD23 de ratón conjugado con PE
Observaciones/alias	CD23; Fce2; Fcer2; Ly-42
Especie	Ratón
GeneID (humano)	2208
GeneID	14128
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-331 de CD23 de ratón (NP_038545.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P20693
Peso de la proteína	38kDa
Envío	Bolsa de hielo