

Mab De Conejo Anti-Cd235A/Glicoforina A De Ratón Conjugado Con Pe Para Fc - P14220

Número de artículo: CM0009015

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra CD235a de ratón (Glicoforina A), validado para citometría de flujo. Una proteína principal de la membrana eritrocitaria, fundamental para la estabilidad de la membrana y los antígenos del grupo sanguíneo MN. SWISS: P14220.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD235a/Glicoforina A de ratón conjugado con PE
Observaciones/Alias	GPA; CD235a
Especie	Ratón
GeneID (humano)	2993
GeneID	14934
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-108 de CD235a de ratón (NP_034499.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P14220
Peso de la proteína	18 kDa
Envío	Bolsa de hielo