

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd24 De Ratón Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - P24807

Número de artículo: CM0008288

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra CD24 de ratón (HSA, Ly-52, nectadrina), validado para citometría de flujo. Adecuado para estudios de inmunofenotipificación y diferenciación celular en células linfoides, mieloides y eritroides de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD24 de ratón conjugado con PE
Observaciones/Alias	HSA; Cd24; Ly-52; nectadrina
Especie	Ratón
GeneID (humano)	100133941
GeneID	12484
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-53 de CD24 de ratón (NP_033976.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P24807
Peso de la proteína	8 kDa
Envío	Bolsa de hielo