

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd25 De Ratón Conjugado Con Pe Para Fc - P01590

Número de artículo: CM0008492

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra CD25 de ratón (IL-2R α , p55), adecuado para aplicaciones de citometría de flujo en el estudio de las células T reguladoras y los mecanismos de tolerancia inmunitaria. Este anticuerpo es específico de la cadena alfa del receptor de IL-2 de ratón y es ideal para la identificación de células Treg y los ensayos funcionales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD25 de ratón conjugado con PE
Observaciones/Alias	CD25; IL2r; Ly-43
Especie	Ratón
GeneID (humano)	3559
GeneID	16184
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-236 de CD25 de ratón (NP_032393.3)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P01590
Peso de la proteína	30 kDa
Envío	Bolsa de hielo