

Pe Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd262/Trailr2 Para Fc - Q9Qzm4

Número de artículo: CM0004375

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido al CD262/TRAILR2 de ratón (receptor de muerte 5) para citometría de flujo. Adecuado para apoptosis, señalización del receptor de muerte e investigación del cáncer en modelos de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PE Conejo anti-ratón CD262/TRAILR2 mAb
Observaciones/Alias	MK; DR5; Ly98; KILLER; TRICKB; TRAILR2; TRICK2A; TRICK2B
Especie	Ratón
ID de gen (Humano)	8795
ID de gen	21933
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 53-170 del CD262/TRAILR2 de ratón (NP_064671.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q9QZM4
Peso proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo