

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd267/Taci De Ratón Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - Q9Et35

Número de artículo: CM0009800

### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra el CD267/TACI de ratón (Tnfrsf13b) para aplicaciones de citometría de flujo. Detecta un receptor de 27 kDa que media la estimulación de células B y T. Específico para ratón.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD267/TACI de ratón conjugado con PE                                |
| Observaciones/Alias | Taci, 1200009E08Rik                                                                                      |
| Especie             | Ratón                                                                                                    |
| GeneID (Humano)     | 23495                                                                                                    |
| GeneID (Ratón)      | 57916                                                                                                    |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 5-129 del CD267/TACI de ratón (NP_067324.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                   |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                 |
| Aplicación          | CF (Citometría de Flujo)                                                                                 |
| Reactividad Cruzada | Ratón                                                                                                    |
| SWISS               | Q9ET35                                                                                                   |
| Peso Proteico       | 27kDa                                                                                                    |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                           |