

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd268/Baff-R Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - Q9D8D0

Número de artículo: CM0008084

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido al CD268/BAFF-R de ratón (receptor del factor de activación de células B/defecto de maduración de células B). Validado para citometría de flujo, adecuado para estudios de señalización del receptor de células B y supervivencia de células B maduras.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PE Conejo anti-Ratón CD268/BAFF-R mAb
Observaciones/Alias	Bcmd; Baffr; Bcmd1; BAFF-R; Bcmd-1; Lvis22; 2010006P15Rik
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	115650
GeneID	72049
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 10-71 del CD268/BAFF-R de ratón (NP_082351.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q9D8D0
Peso Proteico	19kDa
Envío	Bolsa de hielo