

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd272/Btla De Ratón Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - Q7Tsa3

Número de artículo: CM0009654



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra CD272/BTLA de ratón, validado para citometría de flujo. Atenuador de linfocitos B y T implicado en la regulación inmunitaria. Ideal para aplicaciones de investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD272/BTLA de ratón conjugado con PE
Observaciones/Alias	A630002H24
Especie	Ratón
GeneID (humano)	151888
GeneID	208154
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-176 de CD272/BTLA de ratón (NP_001032808.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q7TSA3
Peso molecular	22kDa/34kDa
Envío	Bolsa de hielo