


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd274/Pd-L1 De Ratón Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - Q9Ep73

Número de artículo: CM0011843



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra PD-L1 (CD274) de ratón, dirigido al dominio extracelular. Validado para citometría de flujo en muestras de ratón; adecuado para investigaciones sobre puntos de control inmunitario e inmunología tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD274/PD-L1 de ratón conjugado con PE
Observaciones/Alias	B7h1, Pd1l, Pdcd1l1, Pdcd1lg1, A530045L16Rik
Especie	Ratón
GeneID (humano)	29126
GeneID	60533
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q9EP73
Peso de la proteína	32 kDa
Envío	Bolsa de hielo