

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd28 De Ratón Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - P31041

Número de artículo: CM0004635



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra el CD28 de ratón, validado para citometría de flujo. Ideal para estudiar la activación de células T, la coestimulación y la homeostasis inmunológica. Reacciona con ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD28 de ratón conjugado con PE
Observaciones/Alias	Cd28
Especie	Ratón
ID del Gen (Humano)	940
ID del Gen	12487
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-149 del CD28 de ratón (NP_031668.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P31041
Peso Molecular de la Proteína	25kDa
Envío	Bolsa de hielo