

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd301 De Ratón Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - P49300 / Q8Jzn1

Número de artículo: CM0012697

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra CD301 de ratón (MGL1/2) para citometría de flujo. Reconoce la lectina CLEC10A en macrófagos; ayuda en la investigación de inmunidad tumoral, inflamación del tejido adiposo e infección.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD301 de ratón (MGL1/2) conjugado con PE
Observaciones/Alias	Mgl; Mgl1; CD301a; M-ASGP-BP-1
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	10462/54551
GeneID (Ratón)	17312/216864
Inmunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 57-304 de CD301a de ratón (NP_034926.1))
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	Citometría de Flujo
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P49300/Q8JZN1
Envío	Bolsa de hielo