

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd301B/Mgl2 De Ratón Conjugado Con Pe Para Fc - Q8Jzn1

Número de artículo: CM0008665

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra el CD301b (MGL2) de ratón, una glicoproteína de membrana de tipo lectina C. Validado para aplicaciones de citometría de flujo (FC). Ideal para investigación en inmunología y glicobiología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD301b/MGL2 de ratón conjugado con PE
Observaciones/Alias	CD301b
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	10462
GeneID	216864
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 233-332 del CD301b/MGL2 de ratón (NP_660119.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q8JZN1
Peso Molecular de la Proteína	38 kDa
Envío	Bolsa de hielo