


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd304/Neuropilina-1 De Ratón Conjugado Con Pe Para Fc - P97333

Número de artículo: CM0011390



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra CD304/Neuropilina-1 de ratón, validado para aplicaciones de citometría de flujo (FC). Adecuado para investigar neurogénesis, angiogénesis e investigación en biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD304/Neuropilina-1 de ratón conjugado con PE
Observaciones/Alias	Nrp; NP-1; Npn1; NPN-1; C530029I03
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	8829
GeneID	18186
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-856 de CD304/Neuropilina-1 de ratón (NP_032763.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P97333
Peso molecular de la proteína	103kDa
Envío	Bolsa de hielo