

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd32 De Ratón Conjugado Con Pe Para Fc - P08101

Número de artículo: CM0012583

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra CD32 de ratón (FcγRIIB), validado para citometría de flujo. Adecuado para estudiar la función de los receptores de IgG en células linfoides y mieloides. Uniprot: P08101.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD32 de ratón conjugado con PE
Observaciones/alias	CD32, Fcgr2, Fcr-2, Fcr-3, Ly-17, LyM-1, Lym-1, fcRII, FcgRII, Fcgr2a, Ly-m20, Fc[g]RII, F630109E10Rik
Especie	Ratón
ID del gen (humano)	2213
ID del gen	14130
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-207 de CD32 de ratón (NP_034317.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P08101
Peso de la proteína	31 kDa/33 kDa/36 kDa
Envío	Bolsa de hielo