

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd34 De Ratón Marcado Con Pe Para Fc - Q64314

Número de artículo: CM0010280

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD34 de ratón marcado con PE, validado para citometría de flujo (FC). Adecuado para estudiar la adhesión de células madre/progenitoras hematopoyéticas y la hematopoyesis temprana. Reacciona con CD34 de ratón. UniProt: Q64314.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD34 de ratón marcado con PE
Observaciones/Sinónimos	CD34; molécula CD34; GIG3; MORT1
Especie	Ratón
GeneID (humano)	947
GeneID	12490
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-287 de CD34 de ratón (NP_598415.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q64314
Peso molecular de la proteína	41 kDa
Envío	Bolsa de hielo