

## Ac Mpe Conejo Anti-Ratón Cd35 - Cd35

Número de artículo: CM0009516

### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra el CD35 de ratón (Cr1, C3DR) para citometría de flujo (FC). Reacciona con ratón, peso proteico 113 kDa. Ideal para investigación en inmunología sobre receptores del complemento.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Ac mPE Conejo anti-Ratón CD35                                                                                                                                 |
| Observaciones/Alias | Cr1; C3DR; CD21; CD35; Cr-1; Cr-2                                                                                                                             |
| Especie             | Ratón                                                                                                                                                         |
| ID Gen (Humano)     | 1380                                                                                                                                                          |
| ID Gen              | 12902                                                                                                                                                         |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-396 del CD35 de ratón (NP_001355694.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                                        |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                                                      |
| Aplicación          | FC                                                                                                                                                            |
| Reactividad Cruzada | Ratón                                                                                                                                                         |
| Peso Proteico       | 113 kDa                                                                                                                                                       |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                                |