

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd352/Slamf6 De Ratón Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - Q9Et39

Número de artículo: CM0008512

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra CD352/SLAMF6 de ratón (Ly108/NTB-A), validado para citometría de flujo. Adecuado para estudiar la señalización y modulación de las células inmunitarias mediadas por receptores de la familia SLAM en muestras hematopoyéticas de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD352/SLAMF6 de ratón conjugado con PE
Observaciones/Sinónimos	KAL1; NTBA; KAL1b; Ly108; NTB-A; SF2000
Especie	Ratón
GeneID (humano)	114836
GeneID	30925
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 31-235 de CD352/SLAMF6 de ratón (NP_001334115.1).
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q9ET39
Peso molecular de la proteína	39 kDa
Envío	Bolsa de hielo