

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd366 (Tim-3) Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - Q8Vim0

Número de artículo: CM0012169



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra el CD366 (TIM-3) de ratón, validado para citometría de flujo. Específico para ratón, se expresa en células Th1, células T CD8+, macrófagos y células dendríticas. Ideal para la investigación de puntos de control inmunitario.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PE Conejo anti-Ratón CD366 (TIM-3) mAb
Observaciones/Alias	Tim3; TIM-3; Timd3
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	84868
GeneID	171285
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-191 del CD366 (TIM-3) de ratón (NP_599011.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q8VIM0
Peso Proteico	22kDa/31kDa
Envío	Bolsa de hielo