

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd40 Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - P27512

Número de artículo: CM0009238

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE específico para CD40 de ratón (TNFRSF5, Bp50), validado para citometría de flujo. Se dirige al dominio extracelular (aa 20-189). Ideal para estudios de activación de células B y señalización inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PE Conejo anti-Ratón CD40 mAb
Alias	IGM; p50; Bp50; GP39; IMD3; TRAP; HIGM1; T-BAM; Tnfrsf5
Especie	Ratón
ID de Gen (Humano)	958
ID de Gen	21939
Inmunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a aminoácidos 20-189 de CD40 de ratón (NP_035741.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P27512
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo