

Pe Conejo Anti-Ratón Cd43 Mab - P15702

Número de artículo: CM0005509



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido al CD43 de ratón (Leucosialina). Validado para citometría de flujo, adecuado para inmunofenotipado, activación de células T y estudios de migración en modelos de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PE Conejo anti-Ratón CD43 mAb
Observaciones/Alias	Cd43; Ly48; Galgp; Ly-48; A630014B01Rik
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	6693
GeneID	20737
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-248 del CD43 de ratón (NP_033285.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P15702
Peso Proteico	40 kDa
Envío	Bolsa de hielo