


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd44 De Ratón Conjugado Con Pe Para Fc - P15379

Número de artículo: CM0009479



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra CD44 de ratón (Ly-24, Pgp-1, HERMES). Validado para citometría de flujo (FC). Adecuado para el estudio de la adhesión celular, la homing de linfocitos y la unión al hialuronano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PE Conejo anti-CD44 de ratón mAb
Observaciones/Alias	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Especie	Ratón
ID de gen (Humano)	960
ID de gen	12505
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-176 del CD44 de ratón (NP_033981.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P15379
Peso proteico	85kDa
Envío	Bolsa de hielo