

Ac Mab De Conejo Anti-Cd45 De Ratón Conjugado Con Pe Para Fc - P06800

Número de artículo: CM0009683

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE fiable y específico para el CD45 de ratón (PTPRC, antígeno común de leucocitos). Optimizado para citometría de flujo (FC), ideal para inmunofenotipado y abastecimiento de materias primas de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Ac mAb de conejo anti-CD45 de ratón conjugado con PE
Observaciones/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	5788
GeneID	19264
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-566 del CD45 de ratón (NP_001104786.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P06800
Peso proteico	130kDa/140kDa/144kDa
Envío	Bolsa de hielo