

Ac Mpe Conejo Anti-Ratón Cd45.1 - P06800

Número de artículo: CM0010531

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra el CD45.1 de ratón para citometría de flujo. Reconoce el antígeno común de leucocitos, una proteína tirosina fosfatasa C tipo receptor, con reactividad específica para muestras de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ac mPE Conejo anti-Ratón CD45.1
Observaciones/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Especie	Ratón
ID de Gen (Humano)	5788
ID de Gen	19264
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 311-410 del CD45.1 de ratón (NP_001104786.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P06800
Peso Molecular de la Proteína	130kDa/140kDa/144kDa
Envío	Bolsa de hielo