

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd5 De Ratón Conjugado Con Pe Para Fc - P13379

Número de artículo: CM0011559

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE específico para CD5 de ratón (antígeno Ly-1), validado para citometría de flujo. Adecuado para la investigación de células T y células B1a, la tolerancia inmunitaria y los estudios de señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD5 de ratón conjugado con PE
Observaciones/Alias	Ly-1; Ly-A; Ly-12; Lyt-1
Especie	Ratón
GeneID (humano)	921
GeneID	12507
Inmunógeno	Proteína recombinante / proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-371 de CD5 de ratón (NP_031676.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P13379
Peso de la proteína	54 kDa
Envío	Bolsa de hielo