

Anticuerpo Monoclonal Pe Conejo Anti-Ratón Cd50/Icam-3 (Icam-5/Telencefalina) Para Fc - Q60625

Número de artículo: CM0006018

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido a CD50/ICAM-3 (ICAM-5/Telencefalina) de ratón, validado para citometría de flujo. Ideal para investigación en adhesión neuronal y neuroinmunología de CamelBio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE conejo anti-ratón CD50/ICAM-3
Observaciones/Alias	TLN; CD50; Tlcn; Icam3; ICAM-3; ICAM-5
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	7087
GeneID (Ratón)	15898
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 32-227 de CD50/ICAM-3 de ratón (NP_032345.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q60625
Peso de la proteína	97kDa
Envío	Bolsa de hielo