

Ac Mpe Conejo Anti-Ratón Cd6 - Q61003

Número de artículo: CM0004942

Introducción

Anticuerpo monoclonal conejo anti-ratón CD6 conjugado con PE para citometría de flujo. Detecta CD6 de ratón, un antígeno de células T involucrado en adhesión, coestimulación e inmunidad innata. PM: 64/68/72 kDa. Swiss-Prot: Q61003. Ideal para investigación en inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ac m Conejo anti-Ratón CD6 conjugado con PE
Observaciones/Alias	Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Glires; Rodentia; Myomorpha; Muroidea; Muridae; Murinae; Mus; Mus
Especie	Ratón
GenID (Humano)	923
GenID	12511
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-155 del CD6 de ratón (NP_033982.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q61003
Peso Molecular de la Proteína	64kDa/68kDa/72kDa
Envío	Bolsa de hielo