

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd62E De Ratón Conjugado Con Pe Para Fc - Q00690

Número de artículo: CM0010851

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra CD62E de ratón (E-selectina), validado para citometría de flujo. Adecuado para estudios de inmunoadhesión y tráfico de leucocitos en modelos murinos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD62E de ratón conjugado con PE
Observaciones/Alias	Elam; CD62E; ELAM-1; LECAM2; E-selectina
Especie	Ratón
GenelD (humano)	6401
GenelD	20339
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 22-557 de CD62E de ratón (NP_035475.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q00690
Peso de la proteína	66 kDa
Envío	Bolsa de hielo