

Anticuerpo Monoclonal Pe Conejo Anti-Ratón Cd62L Para Citometría De Flujo - P18337

Número de artículo: CM0009601

Introducción

Anticuerpo monoclonal PE conejo anti-ratón CD62L para citometría de flujo. Reconoce L-selectina (CD62L), validado en ratón. Adecuado para el estudio de el direccionamiento de linfocitos y el rodamiento de leucocitos. SWISS: P18337.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE conejo anti-ratón CD62L
Observaciones/Alias	Lnh; CD62L; LAM-1; Ly-22; Lyam1; LECAM1; Ly-m22; Lyam-1; LECAM-1; L-selectina
Especie	Ratón
GeneID (humano)	6402
GeneID	20343
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 39-332 de CD62L de ratón (NP_035476.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P18337
Peso de la proteína	42kDa
Envío	Bolsa de hielo