

Anticuerpo Monoclonal Pe Conejo Anti-Ratón Cd68 Para Citometría De Flujo (Intracelular) - P31996

Número de artículo: CM0012762

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra CD68 (macrosialina) de ratón para aplicaciones de citometría de flujo intracelular. Adecuado para tinción de macrófagos y células dendríticas de ratón. Alta especificidad y señal brillante de PE.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE conejo anti-ratón CD68
Observaciones/Alias	Lamp4; gp110; Scard1
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	968
GeneID	12514
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-291 de CD68 de ratón (NP_001277987.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P31996
Peso de la proteína	35 kDa
Envío	Bolsa de hielo