

## Mab De Conejo Anti-Cd70 De Ratón Conjugado Con Pe Para Fc - O55237

Número de artículo: CM0008570

### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra CD70 de ratón. Validado para citometría de flujo (FC). Utilizado para investigar la señalización CD70-CD27 en la activación de células T y la vigilancia inmunitaria de las células B.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | mAb de conejo anti-CD70 de ratón conjugado con PE                                                                                  |
| Observaciones/alias | Cd27l; CD27LG; Tnfsf7; Tnlg8a                                                                                                      |
| Especie             | Ratón                                                                                                                              |
| GeneID (humano)     | 970                                                                                                                                |
| GeneID              | 21948                                                                                                                              |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 47-195 de CD70 de ratón (NP_035747.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                             |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                           |
| Aplicación          | FC                                                                                                                                 |
| Reactividad cruzada | Ratón                                                                                                                              |
| SWISS               | O55237                                                                                                                             |
| Peso de la proteína | 22 kDa                                                                                                                             |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                     |