

Anticuerpo Monoclonal Pe Conejo Anti-Ratón Cd79B Para Fc - P15530

Número de artículo: CM0010048



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido a CD79b de ratón (B29, Ig-beta, glicoproteína B29 específica de linfocitos B), validado para aplicaciones de citometría de flujo (FC). Ideal para el estudio de la señalización del receptor de linfocitos B y la inmunidad adaptativa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE conejo anti-ratón CD79b
Observaciones/Alias	B29; Igb; Igbeta; Ig-beta
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	974
GeneID	15985
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-158 de CD79b de ratón (NP_032365.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P15530
Peso de la proteína	25 kDa
Envío	Bolsa de hielo