

Ac Mpe Conejo Anti-Ratón Cd80 Para Fc - Q00609

Número de artículo: CM0009522



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido al CD80 de ratón, una molécula coestimuladora clave de las células T. Validado para citometría de flujo, ideal para investigación en inmunología y desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ac mPE Conejo anti-Ratón CD80
Observaciones/Alias	B71; Ly53; TSA1; Cd28l; Ly-53; MIC17
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	941
GeneID	12519
Inmunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 38-245 del CD80 de ratón, NP_033985.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q00609
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo