

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Ratón Cd82 Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - P40237

Número de artículo: CM0004410

Introducción

Anticuerpo monoclonal conejo anti-ratón CD82 conjugado con PE para citometría de flujo. Reconoce el CD82 de ratón, una tetraspanina implicada en la regulación inmune, la adhesión y la angiogénesis. Adecuado para el análisis de esplenocitos y células renales de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PE Conejo anti-Ratón CD82 mAb
Observaciones/Alias	C33; IA4; Kai1; Tspan27
Especie	Ratón
GeneID (humano)	3732
GeneID	12521
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-266 del CD82 de ratón (NP_001258390.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P40237
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo