

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd83 Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - O88324

Número de artículo: CM0010173

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido al CD83 de ratón, validado para citometría de flujo (FC). Ideal para la investigación de células inmunitarias, estudios de células dendríticas y linfocitos, e investigaciones sobre la modulación de la respuesta inmunitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PE Conejo anti-Ratón CD83 mAb
Observaciones/Alias	mCD83
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	9308
GeneID	12522
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-133 del CD83 de ratón (NP_033986.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	O88324
Peso Proteico	21KDa
Envío	Bolsa de hielo