

Anticuerpo Monoclonal Pe Conejo Anti-Ratón Cd84 - Q18Pi6

Número de artículo: CM0009651

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido al CD84 de ratón (SLAMF5) para citometría de flujo. Ideal para estudios sobre receptores de la familia SLAM, inmunidad adaptativa y función de células NK/T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal PE Conejo anti-Ratón CD84
Observaciones/Alias	CDw84; SLAMF5; A130013D22Rik
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	8832
GeneID	12523
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-221 del CD84 de ratón (NP_038517.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q18Pi6
Peso Molecular de la Proteína	37kDa
Envío	Bolsa de hielo