

Mab De Conejo Anti-Cd86 De Ratón Conjugado Con Pe - P42082

Número de artículo: CM0010055

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra CD86 de ratón, validado para citometría de flujo. Adecuado para estudios de activación de células T y de las vías de coestimulación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD86 de ratón conjugado con PE
Observaciones/alias	B7; B70; MB7; B7-2; B7.2; CLS1; Ly58; ETC-1; Ly-58; MB7-2; Cd28l2; TS/A-2; CD86
Especie	Ratón
ID del gen (humano)	942
ID del gen	12524
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P42082
Peso de la proteína	35 kDa
Envío	Bolsa de hielo