

Mab Pe De Conejo Anti-Cd87 De Ratón Para Fc - P35456

Número de artículo: CM0004148



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra CD87 (uPAR) de ratón para citometría de flujo (FC). Validado para muestras de ratón, se dirige al receptor de uroquinasa implicado en la activación del plasminógeno y la migración celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE de conejo anti-CD87 de ratón
Observaciones/Alias	Cd87; uPAR; u-PAR
Especie	Ratón
ID génico (humano)	5329
ID génico	18793
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-297 del CD87 de ratón (NP_035243.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P35456
Peso de la proteína	24kDa/35kDa
Envío	Bolsa de hielo