

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd88/C5Ar Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - P30993

Número de artículo: CM0009528



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido al CD88/C5aR de ratón, validado para citometría de flujo (FC). Reacciona con ratón, peso proteico predicho 39 kDa. Adecuado para investigación de inmunología e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PE Conejo anti-Ratón CD88/C5aR mAb
Observaciones/Alias	C5aR; C5r1; Cd88; D7Msu1
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	728
GeneID (Ratón)	12273
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-37 del CD88/C5aR de ratón (NP_031603.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P30993
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo