


Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Ratón Cd8A Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - P01731

Número de artículo: CM0009167



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE que reconoce específicamente el CD8a de ratón, el correceptor de clase I del MHC. Validado para citometría de flujo, permitiendo la detección de linfocitos T citotóxicos y células NK en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PE Conejo anti-Ratón CD8a mAb
Observaciones/Alias	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	925
GeneID	12525
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-196 del CD8a de ratón (NP_001074579.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P01731
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo