

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd90.2 De Ratón Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - P01831

Número de artículo: CM0010641

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra CD90.2 (Thy-1) de ratón para citometría de flujo. Adecuado para muestras de ratón; facilita el inmunofenotipado y los estudios de interacción célula-célula.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD90.2 de ratón conjugado con PE
Observaciones/Alias	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Especie	Ratón
ID del gen (humano)	7070
ID del gen	21838
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD90.2 de ratón
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P01831
Peso de la proteína	18 kDa
Envío	Bolsa de hielo