


Pe Rabbit Anti-Mouse Cd95/Fas Mab - P25446

Número de artículo: CM0012195



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra CD95/FAS de ratón para citometría de flujo. Reconoce al miembro 6 del superfamilia de receptores de factor de necrosis tumoral de ratón (SWISS P25446); adecuado para la investigación de apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PE Rabbit anti-Mouse CD95/FAS mAb
Observaciones/Alias	lpr; APO1; APT1; CD95; TNFR6; Tnfrsf6
Especie	Ratón
ID de gen (Humano)	355
ID de gen	14102
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-169 del CD95/FAS de ratón (NP_032013.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P25446
Peso proteico	37 KDa
Envío	Bolsa de hielo