


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd96/Tactile De Ratón Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - Q3U0X8

Número de artículo: CM0012427



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra CD96/TACTILE de ratón, validado para citometría de flujo. Ideal para estudiar la adhesión de células T y NK y las respuestas inmunitarias en fase tardía. Q3U0X8.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-CD96/TACTILE de ratón conjugado con PE
Observaciones/Alias	Tactile; 1700109I12Rik
Especie	Ratón
ID del Gen (Humano)	10225
ID del Gen	84544
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-536 del CD96/TACTILE de ratón (NP_115854.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q3U0X8
Peso Proteico	67kDa
Envío	Bolsa de hielo