


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-E-Cadherina/Cd324 De Ratón Conjugado Con Pe Para Fc - P09803

Número de artículo: CM0008566



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra la E-Cadherina/CD324 de ratón (SWISS: P09803). Validado para citometría de flujo (FC). Adecuado para estudiar adhesión celular, biología epitelial e investigación oncológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-E-Cadherina/CD324 de ratón conjugado con PE
Observaciones/Alias	Um; UVO; Ecad; ARC-1; E-cad; L-CAM
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	999
GeneID	12550
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 157-369 de la E-Cadherina/CD324 de ratón (NP_033994.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P09803
Peso Proteico	98kDa
Envío	Bolsa de hielo