

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Foxp3 Conjugado Con Pe Para Fc (Intra) - Q99Jb6

Número de artículo: CM0004119



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra FOXP3 de ratón (escurfina), un regulador transcripcional clave en las células T reguladoras (Treg). Validado para citometría de flujo intracelular, este anticuerpo permite la detección y el análisis de poblaciones de Treg en muestras de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-ratón FOXP3 conjugado con PE
Observaciones/Alias	sf; JM2; escurfina
Especie	Ratón
ID del gen (Humano)	50943
ID del gen	20371
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del Foxp3 de ratón (NP_473380.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q99JB6
Peso proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo