


Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Ratón I-A Conjugado Con Pe Para Fc - P14483

Número de artículo: CM0010672



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE específico para aloantígenos de clase II del MHC de ratón I-A (H-2I, I-A, I-E). Validado para citometría de flujo. Adecuado para fenotipado de células inmunes e investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	PE Conejo anti-Ratón I-A mAb
Observaciones/Alias	H-2I; I-Ad, -Ed; aloantígenos de clase II del MHC I-Eb e I-Ek; Ag Ia; MHC II
Especie	Ratón
GeneID (humano)	474382
GeneID	14961
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P14483
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo