

Anticuerpo Monoclonal Pe De Conejo Anti-Iga De Ratón (Fc)

Número de artículo: CM0012556

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE específico para la región Fc de IgA de ratón. Diseñado para citometría de flujo intracelular en muestras de ratón. Obtenido de conejo. Enviado en hielo. Ideal para investigación inmunológica y desarrollo de ensayos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE de conejo anti-IgA de ratón (Fc)
Especie	Ratón
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 99-344 de la IgA de ratón
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (Intracelular)
Reactividad cruzada	Ratón
Envío	Bolsa de hielo