


Anticuerpo Monoclonal De Cone De Conejo Anti-Ratón Igg1 Para Fc - P01868

Número de artículo: CM0005101



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra IgG1 de ratón, adecuado para citometría de flujo (FC). Este anticuerpo es específico para el isotipo IgG1 y puede utilizarse para el perfilado de inmunoglobulinas de ratón y el análisis de células B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del Producto	PE Conejo anti-Ratón IgG1 mAb
Observaciones/Alias	IgG1
Especie	Ratón
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 98-324 del IgG1 de ratón (P01868)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P01868
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo